



天大天发口崩片崩解仪 KB-1

商品详情

天大天发口崩片崩解仪 KB-1

产品说明

- 1、《中国药典》2015年版崩解时限检查法（征求意见稿）中增加了口崩片剂型的检查方法。
- 2、我公司按照口崩片的检查方法特别研制——专用仪器 KB-1 口崩片崩解仪。

产品特征

- 1、采用单杯单篮结构，每台仪器配备一支崩解篮，便于观察判定。
- 2、采用特制的专用杯代替平底烧杯，方便位置固定。
- 3、水箱底部安装有 LED 照明灯，便于观察判定。
- 4、采用新型彩色液晶触摸屏显示界面和数据。使仪器的显示更加新颖，操作更加简便，功能更加丰富。
- 5、采用按键与触摸屏相结合，使仪器的控制更加精准。
- 6、仪器具有校准功能，可校正仪器显示的日期、时间和温度。
- 7、仪器具有数据存储、查询及打印（选配）功能。
- 8、仪器具有高、低位置停止功能，方便崩解篮停在最高或最低位；便于调节崩解篮筛网的高度位置及移动距离。

技术参数

- 1、口崩片崩解篮（以下简称崩解篮）符合药典规定，崩解篮为不锈钢管材质，
- 2、管长 30mm，内径 13mm，筛孔内径 710 μ m
- 3、崩解篮往返频率：30 次/分
- 4、崩解篮上下移动距离：10mm \pm 1mm
- 5、水浴控温范围：25 $^{\circ}$ C（室温）~45 $^{\circ}$ C
- 6、控温精度： \leq \pm 0.5 $^{\circ}$ C。
- 7、计时范围：00:00~15:00（分：秒）